

Higiena & Transfer

Topaz

pozycja siedząca

Komfort i bezpieczny dostęp do wszystkich wanien

Wózek transportowy (pozycja siedząca)

REF. 5462.00 - 5469.00

Wózek transferowy Topaz umożliwia przeniesienie pacjenta w pozycji siedzącej do wanny, łącząc w sobie komfort, bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania.




Topaz



Pictures: Topaz ref. 5462.00 + bathtub Cocoon TS



Electric version



Hydraulic version




CECHY SZCZEGÓLNE

- Sterowanie góra/dół uruchamiane nogą (wersja hydrauliczna) lub zdalnie (wersja elektryczna).
- Pokrycie siedzenia wykonane z formowanego poliuretanu - wygoda, trwałość, łatwość czyszczenia.
- Duży zakres podnoszenia.
- Wyjątkowy udźwig. (80 wyciągów przy 130kg)
- Podłokietniki odchylane o 180°.
- Poduszka oparcia z formowanego poliuretanu.
- Części zanurzalne z powłoką Rilsan.

Wózek transportowy (pozycja siedząca)

REF. 5462.00 - 5469.00



SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga pacjenta: 150 kg
- Zasięg podnoszenia (wersja hydrauliczna): 50 cm
- Zasięg podnoszenia (wersja elektryczna): 60 cm
- Masa jednostki (wersja hydrauliczna): 52 kg
- Masa jednostki (wersja elektryczna): 57 kg
- 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych)
- EN 10535 (Norma dotycząca podnośników osobowych)

5462.00

5469.00

OPIS:

Rama

- Zabezpieczenie antykorozyjne, kolor szary.
- Ostrona ramy z ABS, kolor śliwkowy.
- 4 kółka prowadzące, 2 z hamulcami.

Wersja hydrauliczna (5462.00)

- Siłownik hydrauliczny ze stali nierdzewnej z ostoną aluminiową.

Wersja elektryczna (5469.00)

- Chowany sterownik nożny.
- Gniazdo elektryczne 24V.
- 2-funkcyjne elektryczne sterowanie ręczne.
- Przycisk zatrzymania awaryjnego.
- Przycisk awaryjnego opuszczania.
- Akumulatory 2x12V, 8Ah.
- Ładowarka 24V, 1300mA ze wskaźnikiem.
- Udźwig przy pełnym naładowaniu: 80 podniesień przy 130 kg.

Części zanurzalne

- Konstrukcja stalowa z wodoszczelną powłoką z Rilsanu.
- Pokrycie siedzenia wykonane z pianki poliuretanowej.
- Poduszkowe oparcie z możliwością regulacji nachylenia.
- Pas bezpieczeństwa.